

Sur prescription uniquement**RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL****PRINCIPE****UTILISATION**

Le diluant pour échantillon Access Sample Diluent A est destiné à être utilisé avec les tests Access pour diluer les échantillons de patients contenant des concentrations d'analyte supérieures à celle du calibrateur Access spécifique S5.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION

La concentration en analyte contenue dans les échantillons de patients peut être supérieure à celle du calibrateur Access spécifique S5. Si une valeur quantitative est requise, il sera nécessaire de diluer l'échantillon pour déterminer la concentration en analyte.

RÉACTIFS**INFORMATION SUR LE PRODUIT****Diluant pour échantillon Access Sample Diluent A****Code 81908: 4 mL/flacon**

- Fourni prêt à l'emploi.
- Laisser le contenu reposer pendant 10 minutes à température ambiante.
- Mélanger doucement par retournement avant utilisation. Éviter la formation de mousse.
- Stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon lorsqu'il est conservé entre 2 et 10 °C.

Diluant	Matrice de sérum-albumine bovine (BSA) tamponnée avec un surfactant, < 0,1 % d'azoture de sodium et 0,5 % de ProClin* 300.
---------	--

*ProClin est une marque commerciale de LANXESS Corp.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Pour un usage diagnostique *in vitro*.
- Les échantillons de patients et les produits dérivés du sang peuvent être traités en routine avec un risque minimum si la procédure décrite est respectée. Cependant, manipuler ces produits comme s'ils étaient potentiellement infectieux en suivant les précautions universelles et les bonnes pratiques de laboratoire, quels que soient leur origine, leur traitement ou leur certification antérieure. Utiliser un désinfectant approprié pour la décontamination. Conserver et éliminer ces produits et leurs récipients en suivant les règlements et les procédures locales.

- Pour connaître les dangers présentés par le produit, reportez-vous aux sections suivantes : INGRÉDIENTS RÉACTIFS et CLASSIFICATION DES RISQUES SGH.

INGRÉDIENTS RÉACTIFS

ATTENTION

Les agents de conservation à base d'azide de sodium peuvent former des composés explosifs dans les conduites d'évacuation métalliques. Voir le bulletin NIOSH : Explosive Azide Hazard (16/8/76) (Dangers d'explosion de l'azide).
 Pour éviter l'accumulation potentielle des composés d'azide, rincer les tuyaux d'évacuation à l'eau après l'élimination de réactifs non dilués. L'élimination de l'azide de sodium doit se faire conformément aux réglementations locales en vigueur.

CLASSIFICATION DES RISQUES SGH

SAMPLE DILUENT A

ATTENTION



H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
	Alcool alkylique éthoxylé 0,1 - 0,5 %
	masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 220-239-6] (3:1) < 0,05 %

 SDS

La fiche technique santé-sécurité est disponible à l'adresse beckmancoulter.com/techdocs

PROCÉDURE(S) DE TEST

Les échantillons peuvent être dosés avec précision dans un intervalle analytique défini par la limite inférieure de détection et la valeur du calibrateur le plus fort pour le test spécifique. Si un échantillon contient plus d'analyte que la valeur indiquée par le calibrateur le plus fort, diluez l'échantillon en suivant l'instruction de dilution indiquée dans le paragraphe

« Limites » du mode d'emploi du test. Reportez-vous aux manuels des systèmes appropriés et au système d'Aide pour obtenir des instructions sur l'entrée d'une dilution d'échantillon dans une programmation de test.

REMARQUES RELATIVES À LA PROCÉDURE

LIMITES

Si une contamination microbienne ou un trouble excessif apparaît dans un réactif, éliminer le flacon.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour un patient/utilisateur/tiers de l'Union européenne et des pays ayant le même régime réglementaire (Règlement 2017/746/UE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) ; si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, un incident important se produit, veuillez le rapporter au fabricant et/ou à son représentant autorisé et à l'autorité nationale de votre pays.

Beckman Coulter, le logo stylisé et les marques des produits et des services Beckman Coulter mentionnées ici sont des marques ou des marques déposées de Beckman Coulter, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Peut être protégé par un ou plusieurs brevets. - voir www.beckmancoulter.com/patents.

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Révision L

Mode d'emploi mis à jour pour ajouter le néerlandais, le finnois, le macédonien, le chinois traditionnel et l'estonien

Révision M

Nouvelle version du mode d'emploi conforme à l'IVDR.

Révision N

Ajout de traductions.

Révision P

Mise à jour de la déclaration de marque commerciale de ProClin.

Révision R


Ajout de traductions.

LÉGENDE DES SYMBOLES

Un glossaire des symboles est disponible sur beckmancoulter.com/techdocs (numéro de document C02724).

EC	REP
----	-----

 Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills, Co. Clare, Ireland +(353) (0) 65 683 1100

 Beckman Coulter, Inc., 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 U.S.A.
+(1) 800-854-3633
www.beckmancoulter.com