

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Elektrophorese

Kontrollbezeichnung: *I.D. Zone normal, P/N 667600*
Lot-Nummer: M801731 **Verwendbar bis:** 2010-07-31

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert Normal	Bereich Normal von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
Paragon CZE 2000	16	Albumin	ALB	Rel%	59,6	51,3	67,9	14%
Paragon Gelsysteme	16	Albumin	ALB	Rel%	65,1	56,0	74,2	14%
Paragon CZE 2000	16	Gamma-Globulin	Gamma	Rel%	12,3	8,4	16,2	32%
Paragon Gelsysteme	16	Gamma-Globulin	Gamma	Rel%	10,6	7,2	14,0	32%