

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Elektrophorese

Kontrollbezeichnung: *I.D. Zone abnormal, P/N 667490*
Lot-Nummer: M801732 **Verwendbar bis:** 2010-07-31

Geräte-System	Lfd. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert	Bereich von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
Paragon CZE 2000	16	Albumin	ALB	Rel%	36,1	31,0	41,2	14%
Paragon Gelsysteme	16	Albumin	ALB	Rel%	40,3	34,7	45,9	14%
Paragon CZE 2000	16	Gamma-Globulin	Gamma	Rel%	45,4	30,9	59,9	32%
Paragon Gelsysteme	16	Gamma-Globulin	Gamma	Rel%	45,8	31,1	60,5	32%