



Synchron EL-ISE

Kontrollbezeichnung:
SYNCHRON Kontrolle, Multilevel
 P/N 657365

Level 1
 Lot-Nummer: M802291
 Verw. bis: 2010-04-30

Level 2
 Lot-Nummer: M802292
 Verw. bis: 2010-04-30

Level 3
 Lot-Nummer: M802293
 Verw. bis: 2010-04-30

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert Level 1	Bereich Level 1 von - bis		Zielwert Level 2	Bereich Level 2 von - bis		Zielwert Level 3	Bereich Level 3 von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
Elektrolyte														
EL-ISE	5	Calcium ISE: indirekt	CALC	mg/dL	7,8	6,9	8,7	10,9	9,7	12,1	14,0	12,5	15,5	11,0%
EL-ISE	5	Calcium ISE: indirekt	CALC	mmol/L	1,95	1,74	2,16	2,72	2,42	3,02	3,49	3,11	3,87	11,0%
EL-ISE	7	Chlorid ISE: indirekt	CL	mmol/L	81	74	88	101	92	110	122	111	133	9,0%
EL-ISE	36	Lithium ISE: indirekt	LI	mmol/L	0,7	0,6	0,8	1,7	1,5	1,9	2,7	2,3	3,1	14,0%
EL-ISE	32	Kalium ISE: indirekt	K	mmol/L	2,7	2,5	2,9	5,1	4,6	5,6	7,7	7,0	8,4	9,0%
EL-ISE	38	Natrium ISE: indirekt	NA	mmol/L	114	107	121	139	131	147	165	155	175	6,1%