



Synchron CX, LX
 Serum/Plasma

Kontrollbezeichnung:

Vigil Lipid, Level 1

Vigil Lipid, Level 2

Vigil Lipid, Level 3

Vigil Lipid, Level 4

P/N 469905

P/N 465980

P/N 465981

P/N 465982

Lot-Nummer: M803321

Lot-Nummer: M803322

Lot-Nummer: M803323

Lot-Nummer: M803324

Verw. bis: 2009-11-30

Verw. bis: 2009-11-30

Verw. bis: 2009-11-30

Verw. bis: 2009-11-30

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Test- kürzel	Maß- einheit	Zielwert Level 1			Zielwert Level 2			Zielwert Level 3			Zielwert Level 4			Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
					Bereich Level 1 von - bis			Bereich Level 2 von - bis			Bereich Level 3 von - bis			Bereich Level 4 von - bis			
CX	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mg/dL	82	71	93	214	184	244	273	235	311	432	372	492	14%
CX	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mmol/L	2,12	1,82	2,42	5,53	4,76	6,30	7,06	6,07	8,05	11,17	9,61	12,73	14%
LX / DxC	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mg/dL	82	71	93	212	182	242	264	227	301	421	362	480	14%
LX / DxC	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mmol/L	2,12	1,82	2,42	5,48	4,71	6,25	6,83	5,87	7,79	10,89	9,37	12,41	14%
CX	51	Triglyceride, GPO	TG	mg/dL	64	52	76	158	130	186	284	233	335	402	330	474	18%
CX	51	Triglyceride, GPO	TG	mmol/L	0,72	0,59	0,85	1,78	1,46	2,10	3,21	2,63	3,79	4,54	3,72	5,36	18%
LX / DxC	51	Triglyceride, GPO	TG	mg/dL	61	50	72	157	129	185	278	228	328	397	326	468	18%
LX / DxC	51	Triglyceride, GPO	TG	mmol/L	0,69	0,57	0,81	1,77	1,45	2,09	3,14	2,57	3,71	4,48	3,67	5,29	18%