

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Synchron-Systeme

Kontrollbezeichnung:
P/N 650038

Vigil HbA1c, Level 1
Lot-Nummer: M806201

Vigil HbA1c, Level 2
Lot-Nummer: M806202

Verwendbar bis: 2010-03-31

Geräte-System	Lfd. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1d	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert Level 1	Bereich Level 1 von - bis		Zielwert Level 2	Bereich Level 2 von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
SYNCHRON	9	%-HbA1c (IFCC)	HBA1C	Rel%	3,9	3,1	4,7	8,7	7,0	10,4	20%