

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Synchron CX, LX

Plasma

Kontrollbezeichnung: Ammoniak/Alkohol Kontrolle Level I, II, III

Verwendbar bis: 2010-02-28

Lot-Nummer: M806651

Lot-Nummer: M806652

Lot-Nummer: M806653

P/N 465990

P/N 465993

P/N 465996

| Geräte-System | Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a | Analyt | Testkürzel | Maß-einheit | Zielwert Level 1 | Bereich Level 1 von - bis | | Zielwert Level 2 | Bereich Level 2 von - bis | | Zielwert Level 3 | Bereich Level 3 von - bis | | Maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes Spalte 7 | Messbereich (Change-Over-Wert) Spalte 8 |
|---------------|------------------------------|---------|------------|-------------|------------------|---------------------------|----|------------------|---------------------------|-----|------------------|---------------------------|-----|--|---|
| SYNCHRON | 18 | Alkohol | ETOH | mg/dL | 52 | 32 | 72 | 100 | 80 | 120 | 460 | 368 | 552 | 20% bzw. 20 | ≥100 bzw. <100 |
| SYNCHRON | 18 | Alkohol | ETOH | mmol/L | 11 | 7 | 15 | 22 | 18 | 26 | 100 | 80 | 120 | | |