



Synchron CX, LX
 Serum/Plasma

Kontrollbezeichnung:

Vigil Lipid, Level 1

Vigil Lipid, Level 2

Vigil Lipid, Level 3

Vigil Lipid, Level 4

P/N 469905

P/N 465980

P/N 465981

P/N 465982

Lot-Nummer: M806661

Lot-Nummer: M806662

Lot-Nummer: M806663

Lot-Nummer: M806664

Verw. bis: 2010-04-30

Verw. bis: 2010-04-30

Verw. bis: 2010-04-30

Verw. bis: 2010-04-30

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Test-kürzel	Maß-einheit	Zielwert	Bereich		Zielwert	Bereich		Zielwert	Bereich		Zielwert	Bereich		Maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes Spalte 7
					Level 1	Level 1 von - bis		Level 2	Level 2 von - bis		Level 3	Level 3 von - bis		Level 4	Level 4 von - bis		
CX	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mg/dL	90	77	103	222	191	253	257	221	293	406	349	463	14%
CX	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mmol/L	2,33	2,00	2,66	5,74	4,94	6,54	6,65	5,72	7,58	10,50	9,03	11,97	14%
LX / DxC	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mg/dL	90	77	103	222	191	253	255	219	291	402	346	458	14%
LX / DxC	8	Cholesterin, enzymatisch	CHOL	mmol/L	2,33	2,00	2,66	5,74	4,94	6,54	6,59	5,67	7,51	10,40	8,94	11,86	14%
CX	51	Triglyceride, GPO	TG	mg/dL	67	55	79	160	131	189	271	222	320	401	329	473	18%
CX	51	Triglyceride, GPO	TG	mmol/L	0,76	0,62	0,90	1,81	1,48	2,14	3,06	2,51	3,61	4,53	3,71	5,35	18%
LX / DxC	51	Triglyceride, GPO	TG	mg/dL	64	52	76	156	128	184	266	218	314	394	323	465	18%
LX / DxC	51	Triglyceride, GPO	TG	mmol/L	0,72	0,59	0,85	1,76	1,44	2,08	3,00	2,46	3,54	4,45	3,65	5,25	18%