

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Synchron CX, LX

Plasma

Kontrollbezeichnung: Ammoniak/Alkohol Kontrolle Level I, II, III

Verwendbar bis: 2010-10-31

Lot-Nummer: M903511

Lot-Nummer: M903512

Lot-Nummer: M903513

P/N 465990

P/N 465993

P/N 465996

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert Level 1	Bereich Level 1 von - bis		Zielwert Level 2	Bereich Level 2 von - bis		Zielwert Level 3	Bereich Level 3 von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7	Messbereich (Change-Over- Wert) Spalte 8
SYNCHRON	18	Alkohol	ETOH	mg/dL	52	32	72	106	85	127	453	362	544	20% bzw. 20	≥100 bzw. <100
SYNCHRON	18	Alkohol	ETOH	mmol/L	11	7	15	23	18	28	98	78	118		